


A.M.I.® Gastric Band Cutter System

Produktgruppe Morbid Obesity | Ausgabe 03/2012



> Entfernung eines migrierten Magenbandes mittels Gastroskopie





- Ohne Laparotomie
- Minimal invasiv
- Sicher, schnell und kostengünstig

A.M.I.® Gastric Band Cutter System

Bis 3% aller implantierten Magenbänder zur Behandlung der krankhaften Fettleibigkeit migrieren in den Magen und müssen entfernt werden.

Das A.M.I. Aigner Gastric Band Cutter System ermöglicht diese Entfernung durch gastrokopisches Vorgehen

- _ einfach,
- _ schnell,
- _ sicher und
- _ kostengünstig.

Bestellnummer	A.M.I. Gastric Band Cutter System	Technische Daten
GBC 360 	Das System besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> _ A.M.I. Aigner Gastric Band Cutter (Handle und Toggle) _ A.M.I. Toggle Holder _ A.M.I. Flexible Wire Guide _ A.M.I. Aigner Gastric Band Cutting Wires DLU (3 Stück) _ Gebrauchsanleitung 	Rostfreier Stahl Das komplette System wird unsteril geliefert
GBC 363 	A.M.I. Flexible Wire Guide Flexibler Führungsdraht zur Einbringung des Stahlschneidedrahtes beim A.M.I. Aigner Gastric Band Cutter GBC 360	Unsteril geliefert 1 Stück
GBC 364 	A.M.I. Aigner Gastric Band Cutting Wires DLU Zur Einmal-Verwendung mit dem A.M.I. Aigner Gastric Band Cutter GBC 360	Unsteril geliefert 3 Stück per Box
GBC 365 	A.M.I. Toggle Holder Knebelsicherung für den A.M.I. Aigner Gastric Band Cutter GBC 360	Unsteril geliefert 1 Stück

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
 Im Letten 1
 6800 Feldkirch
 Österreich
 t +43 5522 90505-0
 f +43 5522 90505-4006
 e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
 Morellstraße 33
 86159 Augsburg
 Deutschland
 t +49 821 450 515 0
 f +49 821 450 515 20
 e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
 Luzernerstrasse 91
 5630 Muri
 Schweiz
 t +41 56 675 9100
 f +41 56 675 9109
 e fumedica@fumedica.ch