

A.M.I.® Soft Gastric Band System

Produktbereich Morbid Obesity | Ausgabe 03/2012



> A.M.I. setzt Standards in der Adipositas-Chirurgie

A.M.I. Soft Gastric Band Premium

- 360° Ballon - sanft und weich
- Sicherheitsverschluss - einfach zu schließen
- Niedriger Druck - großes Anpassungsvolumen,
einfach zu justieren
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich
- Titan-Ports mit Sicherheitsrand und Knickschutz

A.M.I.® Soft Gastric Band System








A.M.I. Soft Gastric Band Premium Implantat - Es gibt kein besseres Band für Ihre Patienten!

Merkmale:

- 360° Ballon, sanft und weich
- Vorgeformt
- Niederdruckband
- Titan-Einfüllports in zwei verschiedenen Höhen, Standard und Low Profile

Vorteile:

- Reduzierte Gewebeerirritation
- Geringere Migrationsrate
- Einfach zu platzieren, keine Falten
- Große Anpassungsfähigkeit und gezielteres Justieren des Bandes möglich

Bestellnummer	A.M.I. Soft Gastric Band Premium	Technische Daten
AGB 372 	A.M.I. Soft Gastric Band Premium Short Implantat, geliefert mit - Katheter - Titan-Einfüllport - 2 Portnadeln	Steril geliefert, 1 Stück Länge des Bandes: 100 mm Mit Gebrauchsanweisung, Patientenkarte und Patienteninformation
AGB 372_LP	Auch erhältlich mit dem A.M.I. Safe Puncture Port Low Profile	
AGB 374 	A.M.I. Soft Gastric Band Premium Standard Implantat, geliefert mit - Katheter - Titan-Einfüllport - 2 Portnadeln	Steril geliefert, 1 Stück Länge des Bandes: 115 mm Mit Gebrauchsanweisung, Patientenkarte und Patienteninformation
AGB 374_LP	Auch erhältlich mit dem A.M.I. Safe Puncture Port Low Profile	
AGB 376 	A.M.I. Soft Gastric Band Premium Long Implantat, geliefert mit - Katheter - Titan-Einfüllport - 2 Portnadeln	Steril geliefert, 1 Stück Länge des Bandes: 125 mm Mit Gebrauchsanweisung, Patientenkarte und Patienteninformation
AGB 355 	A.M.I. Gastric Tube Magensonde mit exzentrischem Ballon zur Darstellung der gewünschten "Pouch"-Größe	Steril geliefert, 1 Stück 39 French Länge: 74 cm
ASP 310 	A.M.I. Safe Puncture Port Titan-Einfüllport, Knickschutz für den Katheter, Sicherheitsrand um das Kippen zu verhindern	Steril geliefert, 1 Stück Höhe: 13,3 mm
ASP 300 	A.M.I. Safe Puncture Port Low Profile Titan-Einfüllport, Knickschutz für den Katheter, Sicherheitsrand um das Kippen zu verhindern	Steril geliefert, 1 Stück Höhe: 9,8 mm
AGB 382 	A.M.I. Port Needle Portnadel - spezielle Spitze mit seitlicher Öffnung	Steril geliefert, 25 Stück pro Box 20 Gx50 mm

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Österreich
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Deutschland
t +49 821 450 515 0
f +49 821 450 515 20
e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
Luzernerstrasse 91
5630 Muri
Schweiz
t +41 56 675 9100
f +41 56 675 9109
e fumedica@fumedica.ch